

MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE

MASCHERINA IDROREPELENTE E ANTIBATTERICA LAVABILE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE è un prodotto destinato ad uso precauzionale, composto da tessuti testati e certificati con trattamento idrorepellente e antibatterico.

BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE è riutilizzabile e può sostenere fino a 20 lavaggi.

CAMPI D'IMPIEGO

BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE è un prodotto destinato ad uso precauzionale ed esclusivo della collettività che non necessita di DPI, né di DISPOSITIVO MEDICO come previsto dall'art. 16 DPCM n. 18/2020 del 17/03/2020.

Se correttamente indossata, BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE permette di coprire naso, bocca e mento.

CARATTERISTICHE TECNICHE


COMPOSIZIONE:

2 strati esterni in POL/COT 65%/35%.

1 strato interno in microfibra poliestere 100% con trattamento idrorepellente e antibatterico.

I TESSUTI sono testati e certificati OEKO TEX® standard 100.

N° 2 Elastici di spessore 6 mm e lunghezza 23 cm per permettere di indossarla.



MODO D'IMPIEGO

Prima di indossare BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE lavarsi bene le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.

Posizionarla correttamente al fine di coprire naso, bocca e mento.

Sostituire BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE con una nuova o lavarla non appena diventa umida, oppure dopo aver tossito o starnutito.

Per togliere BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE rimuoverla da dietro la testa senza toccare la parte frontale e lavarla immediatamente.

Prima di riutilizzare BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE lavare a 40° e stirare a 170° per riattivare i trattamenti superficiali.

AVVERTENZE:

Mentre si indossa BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE, non fumare, non consumare alimenti o bevande.

Evitare sempre il contatto con fonti di calore e fiamme intense.

Non abbandonare nell'ambiente.

Alle corrette condizioni di utilizzo, non sono note ad oggi reazioni cutanee di ipersensibilità.

In caso di reazioni cutanee sospendere immediatamente l'uso di BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE.

CONFEZIONI DI VENDITA:

n° 1 Busta da 5 pz.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

conservare BIODEFEND PRO MASCHERINA 3 STRATI LAVABILE a temperatura ambiente.